



CUM SĂ PURTAȚI MASCA CHIRURGICALĂ REZISTENTĂ LA LICHIDE



ÎNTOTDEAUNA CURĂȚAȚI MÂINILE ÎNAINTE ȘI DUPĂ PURTAREA MĂȘTII

Mască corectă

Măștile chirurgicale rezistente la lichide (Fluid Resistant Surgical - FRS) vor fi oferite tuturor lucrătorilor din domeniul sănătății, vizitatorilor sau pacienților ce vizitează unitatea la toate intrările și **trebuie** să fie purtate cu excepția cazului în care aveți o scutire medicală.

Atunci când purtați o mască FRS, mențineți întotdeauna **partea colorată** spre exterior și banda de metal în partea de sus a nasului.



Verificați potrivirea

Verificați să fie confortabil de purtat și să acopere complet nasul și gura, până sub bărbie.

Strângeți șnurul sau legăturile pentru a se potrivi perfect în jurul feței, fără spații goale. Dacă există șnururi, legați-le strâns în partea superioară a capului pentru o potrivire perfectă. **Nu** atingeți sau nu mișcați masca facială atunci când o purtați.



NU
purtați măștile FRS
sub nas.



NU
lăsați bărbia
expusă.



NU
purtați masca largă cu
spațiu în părțile
laterale.



NU
purtați masca astfel
încât să vă acopere
doar vârful nasului.



NU
împingeți masca sub
bărbie pentru a sta
așezată pe gât.



URMAȚI ACESTE RECOMANDĂRI PENTRU A RĂMÂNE ÎN SIGURANȚĂ:

Întotdeauna curățați-vă
mâinile înainte și după
folosirea măștii FRS.

Întotdeauna schimbați-vă
masca FRS dacă este
murdară, umedă sau
deteriorată.

Păstrați măștile neutilizate
FRS într-o pungă curată
etanșă, rezistentă la apă,
de ex. o pungă cu fermoar.

Purtați o a doua pungă
similară, pentru a păstra
măștile FRS utilizate.

Îndepărtarea în siguranță

Utilizați șnururile pentru
urechi sau legăturile pentru
a da jos masca FRS.

Nu atingeți
partea frontală
a măștii atunci
când o dați jos



Eliminarea măștii FRS

Întotdeauna aruncați
masca FRS în
mod adecvat
la coșul de
gunoi.

Nu uitați să vă curățați
întotdeauna
mâinile...

...și să păstrați distanța
socială.

